


코로나19 진단검사 체계가 달라졌다. '자가검사키트'를 이용하는 '신속항원검사'를 우선 진행하게 됐다.
 자가검사키트는 누구나 사용할 수 있지만 지침에 맞게 올바르게 사용해야 한다.
 코로나19 증상이 의심될 때, 자가검사키트 사용법을 숙지하고 검사 결과를 빠르게 확인해보자.

누구나 따라할 수 있어요! 자가검사키트 사용법



더 신속한 검사로 더 탄탄한 방역 구축

새로운 방역지침에 따라 선별진료소나 선별검사소에서는 기침·인후통 등 코로나19 의심 증상이 있어도 60세 이상 고령자거나 밀접 접촉자, 의사 소견서를 가진 위험군이 아니면 PCR 검사를 받을 수 없게 됐다. 때문에 PCR 검사 대상이 아닌 자는 신속항원검사를 받아 양성인 경우에만 PCR 검사를 받을 수 있다.

자가검사키트 사용은 크게 검사 전 준비, 검체 채취, 검사, 결과 확인의 순서로 이뤄진다. 먼저 준비단계에서는 손 씻기, 세정제 사용 등 손을 청결하고 건조한 상태로 만든 후 일회용 장갑을 착용해야 하며, 다른 사람들과 충분한 거리 확보 및 환기가 잘 되는 공간에서 진행해야 한다. 검사 결과는 약 15분 후 확인 가능하다. 대조선(C) 한 줄만 나타나면 음성이지만 시험선(T)와 대조선(C) 두 줄이 나타나면 양성이다. 대조선이 안 보일 경우는 무효이기 때문에 새 키트로 재검사를 해야 한다. 만약 자가검사키트 검사 결과가 양성으로 확인될 경우에는 선별진료소에 방문해 PCR 검사를 받아야 한다. 또한 이 때 사용한 자가검사키트는 제품에 동봉된 봉투에 밀봉해 보건소 선별진료소에 가져가 처리해야 한다. 자가검사키트는 약국과 편의점에서 구매 가능하고, 보건소 선별진료소에 방문해 검사할 경우 무료로 제공받을 수 있다. 🏠

자가검사키트 이렇게 사용하세요!

출처 : 고양시청 유튜브(고양시·고양TV)

- 01 양손에 비닐장갑을 낀다
- 02 면봉포장은 벗긴다
면봉포장기는 반 정도만 벗겨주세요.
- 03 추출액튜브 상단에 은박을 제거한다
면봉을 꺼낼 때 추출액튜브 속 액체가 흐르지 않도록 손으로 잘 고정해주세요.
- 04 면봉으로 콧속을 10회 돌려 채취한다
- 05 면봉을 추출액에 넣고 10회 정도 휘젓는다
- 06 튜브를 잡고 면봉을 짜주며 꺼낸다
- 07 뚜껑을 덮는다
- 08 테스트기에 3방울 떨어뜨린다
- 09 15분 동안 결과가 나오길 기다린다
- 10 한 줄이면 음성
일상생활 속 방역수칙은 계속 준수해주세요.
- 11 두 줄이면 양성
PCR검사 후 결과를 확인해주세요.

🏠
 코로나19 종식될 때까지
 모두 감염확산 방지에 동참해요!
 마스크를 착용하고, 손을 자주 씻고,
 거리두기를 생활화하는 것도 잊지 말아요~

